

000/0070.014/20

Ycla Neutral, neutraliserende oogdouche (200ml)

Past op het [MExT Oogstation](#), voor een complete oog-EHBO binnen handbereik.



Ycla Neutral is gevuld met 4.9% fosfaatoplossing.

Neutraliseert zuren en basen.



Eigenschappen

Fles met mono oogdop. Steriel. CE2460. Past op het MExT Oogstation.


Toepassingen

Ycla Neutral is een EHBO-product dat zuren en basen in het oog neutraliseert.

Niet geschikt voor ongevallen met waterstoffluoride (HF).

Gebruik

Zie pictogrammen. Raadpleeg altijd een arts.



Inhoud

Fles 200 ml

Bewaring

- Fles upside down bewaren: zo is meteen duidelijk indien een fles al open is.
- Vervaldatum: 3.5 jaar na productiedatum. Individueel product: zie verpakking.
- Op kamertemperatuur bewaren (tussen 5-40°C).
- Aanbevolen gebruikstemperatuur: 16°-38°C.

Ycla Neutral is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.

Versie: 24/08/2026