

000/0090.076/20

Bloedlancetten

Nog een verbanddoos volgens de oude Verbandrichtlijnen van Het Oranje Kruis?

Voeg het **MExT overschakelingspakket** toe en uw verbanddoos is conform de nieuwe Verbandrichtlijnen 2021!

De bloedlancetten worden gebruikt om in de vingertop te prikken voor bloedafname. Ook geschikt om blaren te doorprikken of splinters te verwijderen.

De bloedlancetten zijn een **verplicht** onderdeel van de **Verbandset** volgens de **Verbandrichtlijnen 2021** van **Het Oranje Kruis**.

Eigenschappen

- Steriel.
- Per 5 stuks verpakt in beschermend hoesje.
- Afmeting bloedlancet: 3,9 x 0,5 cm.
- Samenstelling: roestvrij staal.

Toepassingen

- Afnemen van bloed.
- Doorprikken van blaren.



- Verwijderen van splinters.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

gebruiksaanwijzing: zie verpakking

Inhoud

hoesje 5 stuks (overpak = 20 stuks)

Bewaring

vervaldatum: 60 maanden na productiedatum

Dit product is een klasse IIa medisch hulpmiddel. CE0044 approved.

Versie: 29/04/2024